



SARTALEX spol. s r.o.

Pod skalou 126, 403 40 Ústí n/L, Tel./Fax 475511355/54, Servis 602108120,
Obchod 602460075, E-mail filtrace@sartalex.cz http// www.sartalex.cz

Ophthalmart – optimální sterilní filtrace v lékárnách

Žádná proteinová vazba

Pro výrobu filtrů **Ophthalmart** je použita membrána z acetátu celulozy. Důležitá vlastnost tohoto materiálu je jeho nulová proteinová vazba, což má velký význam pokud se jedná o hodnotnou nebo citlivou recepturu, zvláště při sterilizaci antibiotik, **přípravy očních kapek** a podobných biologických substancí.

Přednosti při použití

Filtrační jednotky **Ophthalmart** jsou připraveny k okamžitému použití, odpadá sterilizace při přípravě, (úspora času a práce).
Relativně velká filtrační plocha umožňuje vysoký průtok – pro vodu činí při 100kPa tlaku cca 90ml/min.
Velmi malý mrtvý objem (0,1ml) umožňuje optimální využití.

Záruka sterility

Osvědčená kvalita filtračních membrán umožňuje sterilní filtraci při jednoduchém použití.
Tyto filtry vyhovují požadavkům na přípravu očních kapek dle českého lékopisu (SÚKL) a norem GMP.

Kvalita dle norem DIN/ISO 9001

Firma **Sartorius Stedim** je certifikována dle standardů ISO. Tímto je zaručeno, že filtrační produkty které obdržíte jsou zhotoveny podle nejpřísnějších norem a prošly důkladnými kontrolami.

Technické přednosti

- jednotlivě, sterilně baleno (balení 50ks)
- filtrační plocha 5,3cm²
- malý mrtvý objem (0,1ml)



OPHTHALSART 17528 - K - technická data

Porezita / bar. značení	0,2um / fialové
Materiál filtru	acetát celulozy
Průměr filtru	26mm
Plocha filtru	5,3cm ²
Připojení vstupu	na jednoráz. inj. stř.
Mrtvý objem	0,1ml
Max. teplota	50°C
Průtok pro vodu	při 100kPa > 90ml/min
Maximální kapacita filtru je	200 ml roztoku